


抽吸配件

PP 真空瓶 / 排水真空瓶

規格 4000 ml, PP 真空瓶 4000 ml, PP 排水真空瓶 4000 ml, PP 快接真空瓶



型號	197200-47	197200-48	197200-53
接頭形式	插心接頭	插心接頭	快速接頭
液位刻度間距	500 ml	500 ml	500 ml
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes	Yes
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8	ID6
排水裝置	-	Yes	-
蒸氣滅菌	Yes	Yes	Yes



* PP : Polypropylene