

# MF, 磁式過濾漏斗

容器不受限

簡便易用

環保耐用



## 產品特色



### One to Many

- 1 ◆ 側邊真空接頭設計，能搭配各式廢液瓶、血清瓶、真空瓶



### 單手簡易操作

- 2 ◆ 獨特磁力設計，在高度密封性下仍能單手操作  
◆ 基座定位環設計，放置濾膜時能快速定位  
◆ 濾膜夾口設計，夾取濾膜更方便



### 堅固耐用

- 3 ◆ PPSU (聚苯砜)和 PES (聚醚砜)材質提供良好的耐化學性  
◆ 可高溫高壓蒸氣滅菌(Autoclave)

## 產品應用

- ◆ 一般過濾
- ◆ 水質檢測



國際認證

RoHS

適用各式真空瓶、玻璃瓶、血清瓶



## 產品規格

型號	MF 3 / MF 3 Pro	MF 5 / MF 5 Pro
漏斗容積	300 mL	500 mL
有效過濾面積	13.1 cm <sup>2</sup>	13.1 cm <sup>2</sup>
濾膜直徑	47 mm	47 mm
漏斗刻度	50 mL	50 mL
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8

## 產品材質


型號	MF Pro	MF
過濾杯	PPSU	PES
過濾基座	PPSU	PES
濾膜墊片	PPSU	PES
側邊接頭	PPSU	PES
過濾杯蓋	PP	PP
杯蓋孔塞	Silicone	Silicone



MF 3, MF 3 Pro  
300 mL 磁式過濾漏斗



MF 5, MF 5 Pro  
500 mL 磁式過濾漏斗



MF 3a, MF 3a Pro  
300 mL 磁式過濾漏斗



MF 5a, MF 5a Pro  
500 mL 磁式過濾漏斗



<b>200300-01-P</b>	MF 3 Pro, 300 mL PPSU 磁式過濾漏斗
<b>200300-01</b>	MF 3, 300 mL PES 磁式過濾漏斗
<b>200500-01-P</b>	MF 5 Pro, 500 mL PPSU 磁式過濾漏斗
<b>200500-01</b>	MF 5, 500 mL PES 磁式過濾漏斗
<b>200310-01-P</b>	MF 3a Pro, 300 mL PPSU 磁式過濾漏斗
<b>200310-01</b>	MF 3a, 300 mL PES 磁式過濾漏斗
<b>200510-01-P</b>	MF 5a Pro, 500 mL PPSU 磁式過濾漏斗
<b>200510-01</b>	MF 5a, 500 mL PES 磁式過濾漏斗
<b>200300-36</b>	PP 過濾杯蓋
<b>167110-16</b>	8 號矽膠塞
<b>167100-52</b>	Whatman ME 25 (MCE) 濾膜, 47 mm, 0.45 μm, 100/PK
<b>167100-52-1</b>	PALL, A/E 玻璃纖維濾紙 (47 mm, 1 μm, 100/PK)

RO-BRO200-TC202501-A01

## 洛科儀器股份有限公司

高雄市苓雅區光華一路206號19F-6  
Tel: +886-7-227-3358  
Fax: +886-7-227-3716

新北市林口區仁愛路一段402號11樓  
Tel: +886-2-2603-3311  
Fax: +886-2-2603-6622

關於規格認證、適用性總覽等資訊，請參閱網站。

[www.rock.com.tw](http://www.rock.com.tw)  
[sales@rock.com.tw](mailto:sales@rock.com.tw)

