

Stream 連續玻璃過濾漏斗



觀看影片

121°C / 1bar / 20 min



可高壓滅菌



Stream 3 / Stream 10



Stream 連續過濾系統

產品特色


- ▶ 無需手動分裝或重複倒入溶液，連續過濾的解決方案
- ▶ 標配沉頭，液體抽吸不殘留
- ▶ 專利 GL45 轉接座設計，可搭配各式 GL45 血清瓶

產品應用

大量溶劑純化、液體過濾，如 HPLC、GC、AA 等分析溶劑純化或培養液過濾

產品規格

材質	Stream 3	Stream 10
連續過濾套件組	PTFE、矽膠	PTFE、矽膠
過濾杯	硼矽玻璃	硼矽玻璃
過濾基座	硼矽玻璃	硼矽玻璃
濾膜垫片	磨砂玻璃	磨砂玻璃
夾具	鋁合金	鋁合金
過濾轉接座	PP	PP
規格		
漏斗容積	300 mL	1000 mL
濾膜直徑	47 mm / 50 mm	90 mm
有效過濾面積	13.2 cm ²	45.5 cm ²
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8



Stream 3

Stream 10

訂購資訊

Stream 3 連續玻璃過濾漏斗 300 mL		167200-S3
1	玻璃漏斗連續過濾套件組 300 mL	167210-36
2	玻璃過濾杯 300 mL	167210-03
3	鋁製夾具 47 mm	167240-01
4	磨砂玻璃過濾基座 47 mm (含 8 號矽膠塞)	167230-03
5	GL45 過濾轉接座	197000-65
Stream 10 連續玻璃過濾漏斗 1000 mL		167200-S10
1	玻璃漏斗連續過濾套件組 1000 mL	167210-35
2	玻璃過濾杯 1000 mL	167210-10
3	鋁製夾具 47 mm	167240-02
4	磨砂玻璃過濾基座 90 mm (含 8 號矽膠塞)	167230-11
5	GL45 過濾轉接座	197000-65