

PP 真空瓶



PP 真空瓶 4000 mL

規格				
料號	197200-47	197200-48	197200-53	197200-46
瓶蓋尺寸	B83	B83	B83	B83
接頭形式	插心接頭	插心接頭	快速接頭	-
液位刻度間距	500 mL	500 mL	500 mL	500 mL
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes	Yes	-
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8	ID6	-
排水裝置	-	Yes	-	-



PP 真空瓶 2000 mL

規格			
料號	197202-47	197202-53	197202-46
瓶蓋尺寸	B83	B83	B83
接頭形式	插心接頭	快速接頭	-
液位刻度間距	500 mL	500 mL	500 mL
浮球防溢保護裝置	Yes	Yes	-
適用軟管內徑	ID4 ~ ID8	ID6	-



PP 真空瓶 1000 mL

規格			
料號	197100-10	197100-10SC	197100-10SCN
瓶蓋尺寸	GL45	GL45	GL45
接頭形式	插心接頭	插心接頭	插心接頭
液位刻度間距	250 mL	250 mL	250 mL
浮球防溢保護裝置	-	Yes	-
適用軟管內徑	ID6	ID4 ~ ID8	ID4 ~ ID8