

真空振盪濃縮系統

ConVap 15 - T

產品貨號 165100-15-22-T



ConVap 150 - T

產品貨號 165100-150-22-T



產品特色

► 專利導流設計

ConVap 的上蓋具有專利導流設計，可阻絕突沸回流所導致的交叉汙染風險。

► 一站式操作

ConVap 結合洛科真空控制技術，可直接於觸控面板進行真空度、溫度、轉速、時間等參數設定，無須再額外增加其他控制器。

► 特製管架設計

特殊的管架設計，使樣品管的拿取與放置更簡單，最多可同時進行 12 組 (ConVap 150) 與 48 組樣品 (ConVap 15) 之濃縮工作。

► 水資源友善

專利獨立管水槽設計，減少 85% 用水量，加熱更快速。

► 加熱有效率

溫控上蓋可協助蒸氣排除，避免冷凝，提升濃縮效率。

► 一年產品保固

產品應用

- 食品安全檢測，如動物用藥、農藥殘留
- 環境檢測，如環境用藥、戴奧辛
- 樣品萃取、濃縮、蒸發

產品規格

型號	ConVap 15 - T	ConVap 150 - T
電壓 / 頻率	220V/50, 60Hz	
樣品數	48	12
適用體積	Max. 15 mL	Max. 150 mL
顯示螢幕	7" 觸控螢幕	
可調壓力範圍	1013 ~ 0 mbar / 0 ~ 760 mmHg	
量測壓力精確度	± 2 mbar (固定溫度且校正後)	
水槽溫度範圍	室溫 +5°C ~ 80°C	
水槽溫度精度	± 1.0 °C	
上蓋溫度	室溫 +5°C ~ 70°C，自動控制	
振盪速度	50 ~ 300 rpm	
計時器	00:01 ~ 99:59 (小時:分鐘)	
濃縮機功率	1650W	1800W
冷凝裝置功率	780W	
噪音值	65 dB	
排水閥	Yes	
安全性	保險絲、過熱保護、錯誤訊息	
濃縮機尺寸 (LxWxH)	59.2 x 47.4 x 42 cm	
冷凝裝置尺寸 (LxWxH)	60 x 33 x 44 cm	
濃縮機重量	80 Kg	
冷凝裝置重量	33 Kg	