

ROCKER

冷凝裝置

Contrap 200

產品貨號 192200-22



產品特色

- ▶ **直覺式操作**
LED 螢幕顯示冷凝溫度，一鍵簡單易操作。
- ▶ **耐腐蝕，可直接排液**
內槽表面有 PTFE 塗層，具高耐腐蝕性。搭載 SS316 不鏽鋼排水閥，可輕鬆排除液，槽體易清潔。
- ▶ **效率高**
15 分鐘內達到 -50°C 低溫，回收溶劑不逸散。另可選配玻璃冷凝槽，易觀察及清潔。
- ▶ **一年產品保固**

產品應用

- ▶ 收集水氣或有害氣體，保護幫浦
- ▶ 各式濃縮機
- ▶ 真空烘箱、乾燥箱



玻璃冷凝槽（選配）

產品貨號 192200-20

產品規格

型號	Contrap 200
技術數據	
顯示螢幕	LED 螢幕
最低溫度	-50°C
內槽容量	2000 mL
內槽材質	PTFE 鍍膜不鏽鋼
淨重	33 Kg
尺寸 (L x W x H)	53 x 30 x 35 cm
電氣數據	
電壓	220V
頻率	60Hz
最大功率	780W
安全性	保險絲